



**FRESENIUS
KABI**

caring for life



Amika® enteral nutritionspump

Enteral nutritionspump med ergonomisk och robust design.

Lämplig både på sjukhus och i hemmet.

Mångsidig pumphållare som kan användas med ett brett utbud av stöd

Direkt tillgång till huvudfunktioner för att optimera arbetsflödet

Tyst under arbete, kompakt design och lång batteritid för hög mobilitet

Många möjligheter till pumpinställningar för anpassning till alla miljöer

Amika® enteral nutritionspump

TILLBEHÖR AMIKA



Amika bordsstativ

- Ett bordsstativ för att kunna placera Amika på ett bord



Amika ryggsäck liten

- Framtagen för mobilt bruk av Amika pump
- Plats för maximalt en 500 ml EasyBag och en Amika pump
- Kompatibel med EasyBottle
- Löstagbar insats
- Stängbart fönster gör handhavandet av pumpen smidigt och enkelt
- Består av robust och tvättbart material



Amika ryggsäck stor

- Framtagen för mobilt bruk av Amika pump
- Plats för maximalt en 1500 ml EasyBag och en Amika pump
- Kompatibel med Amika Mobilt Påsset och EasyBottle
- Löstagbar insats
- Stängbart fönster gör handhavandet av pumpen smidigt och enkelt
- Består av robust och tvättbart material

EGENSKAPER AMIKA

SÄKER

- Lätt att rengöra.
 - Symbolbaserat gränssnitt.
 - Tydlig informationsdisplay som kan avläsas i mörker.
 - Knapplåset försäkrar att inga ofrivilliga ändringar görs.
 - Batteriindikator.
 - Omfattande larmfunktioner.
 - Free-Flow skydd* med patenterad slangklämma för ytterligare säkerhet.
- *) Free-Flow skydd innebär att när pumpdörren öppnas är slangklämman automatiskt försluten, därav inget ofrivilligt vätskeläckage.

FLEXIBEL

- Ergonomisk design.
- För användning både på sjukhus och i hemmet.
- Hög tillförselhastighet, 1-600 ml/timme.
- Justerbar maxvolym, 1-5000 ml.
- Tyst under arbete.
- Justerbar larmvolym.
- Automatisk eller halvautomatisk fyllningsfunktion.
- Kan användas med eller utan pumphållare.
- NiMH-batteri. Återvinningsbart laddningsbatteri utan behov av urladdning.
- Anpassad även för mobilt bruk (batteriet håller i 24 tim med tillförselhastighet på 125 ml/tim).
- Vikt endast 610 g (pumphållarens vikt: 350 g).
- Mått 138 x 128 x 46 mm (pumphållarens mått: 185 x 110 x 85 mm). Lätt att rengöra.
- Tydlig informationsdisplay som kan avläsas i mörker.

BESTÄLLNINGSPÅSSET

Produkt	Förpackning	Varunr. Tamro/Aptek	Artikelnr. leverantör
Amika enteral nutritionspump	1x1 st	Z044150R	Z044150R
Amika bordsstativ	1x1 st	823817	7751082
Amika ryggsäck liten	1x1 st	823493	7752343
Amika ryggsäck stor	1x1 st	823495	7752323

Beställs via e-post: order.brunna@fresenius-kabi.com, tel: 020-98 40 20.